

# KIT DE TOLÉRANCE DETIA

## TEST MANUEL



### Présentation

Le **KIT DE TOLÉRANCE** à la phosphine est destiné à tester le comportement et l'activité des insectes nuisibles dans une atmosphère définie contenant de la phosphine. Il s'agit d'un test sur le terrain très facile à utiliser, qui peut être appliqué très rapidement sur le site. Les données récoltées permettent d'ajuster les dosages et les temps d'exposition afin d'assurer un contrôle optimal des insectes.

### Application

Le principe du test repose sur le comportement de 20 insectes adultes, vivants à une concentration de 3000 ppm de gaz phosphine. Si les insectes sont tombés en narcolepsie – sans aucun mouvement visible – après le temps d'attente spécifique à chaque espèce d'insectes, une tolérance peut être exclue.

Sinon, le protocole de fumigation est à adapter dans les limites de la législation en vigueur (augmenter le temps d'exposition, le dosage ou choisir une méthode de contrôle alternative).

### Référence et conditionnement

#### Réf. I8405 : Unité

- Seringue de 100 ml
- 2 canules (1 canule avec un tuyau en caoutchouc)
- Sachet en plastique souple de 5 L
- Couvercle avec septum
- 5 x 2 pastilles de kit de test (8% de phosphore de magnésium) emballées dans des sachets en aluminium
- Diagramme et tableau pour déterminer la dilution
- Mode d'emploi

### Précautions d'utilisation

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

Produit pour les professionnels :  
Utiliser les fumigants avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

L'utilisation des fumigants est réglementé par l'arrêté du 4 août 1986.